

D.C.L TANIMOTO

歯科材料総合カタログ

有限会社 DCLタニモト

兵庫県宍粟市山崎町須賀沢1283

TEL 0790-63-2788

FAX 0790-67-9090



カタログのご利用にあたって

ご注文方法 **恐れ入りますが、材料店様通しでお願い致します。**

お電話

TEL:0790-63-2788

受付時間／月～金 9:00-17:00

お名前・お電話番号・商品番号・数量をお伝えください。

FAX

FAX:0790-67-9090

24時間受付

注文書に必要事項をご記入の上、FAXでお送りください。

お支払い方法

締日請求

定期的なご購入がある場合は月末締めのご請求とさせていただきます。

請求書が届きましたら指定口座へご入金ください。

(恐れ入りますが振込手数料はご負担ください)

都度請求

初回のご利用、単発のご購入の場合は都度請求とさせていただきます。

商品に請求書が同封されていますので指定口座へご入金ください。

(恐れ入りますが振込手数料はご負担ください)

送料

送料

実費請求とさせていただきます。

返品交換

返品希望の旨をご一報の上

商品到着後2週間以内にご返送ください。

(但し、未開封・未使用のものに限ります)

その他

仕様変更・価格変更・販売中止となる場合がございます。

入荷遅れ・在庫切れの場合はお時間を頂戴する場合があります。

予めご了承ください。

SAMPLE

表記のあるお品はサンプルのご用意がございます。

ご希望の場合はお申し出ください。

お問い合わせ

営業日:月-金 9:00-18:00 (休日:土日祝)

〒671-2533 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢1283

有限会社D.C.Lタニモト

TEL:0790-63-2788

FAX:0790-67-9090

D.C.L TANIMOTO

歯科材料総合カタログ

目次

-材料-

ブライト 前歯	P1-4
人工歯用埋没時瞬間ジェル『P-1』	P3,P6
ブライト 臼歯	P5-6
アプレシブディスク	P7
ダイヤモンドディスク	P7
オールダイヤモンド	P7
ダイヤモンドポイント	P8
ピンクポイント	P8
FGバー	P9-10
ゴム研削材	P11
ダイヤモンド研削材	P11
カーバイトバー	P12
ジルコニアカッター	P12
ビックポイント	P12
ブラシ・バフ類	P13
バーセット	P14-15

-機器-

エンジン・ハンドピース	P16
アルジネートミキサー	P16
トリマー・集塵機	P17
ワックス機器	P18
サンドブラスター	P18
咬合器	P19
アークシステム	P19
MISⅢ plus	P19
トリプルバレルNeo	P20
MISセミオートデンチャーシステム	P21
パワフル自動サンドブラスター	P22

ブライト前歯 (硬質レジン歯 アンテリオ)

排列しやすい形態でアクリル床への接着という機能面を持ち
高強度・高硬度・耐摩耗性を有しています。

中国製


保険適用

認証番号 229AFBZ100001000

SAMPLE



形態 上顎 O・C・T・S・SS
下顎 L・LT
シェード A2・A3・A3.5



【 上顎 】

T3	サイズ (mm)	T4	サイズ (mm)	T5	サイズ (mm)
A	10.0	A	11.2	A	11.6
B	7.6	B	8.1	B	8.5
C	39.4	C	42.1	C	44.3

O3	サイズ (mm)	O4	サイズ (mm)	O5	サイズ (mm)
A	10.2	A	10.5	A	11.1
B	8.0	B	8.1	B	8.5
C	39.5	C	42.5	C	44.6

C3	サイズ (mm)	C4	サイズ (mm)	C5	サイズ (mm)
A	11.0	A	11.7	A	12.3
B	7.6	B	8.0	B	8.5
C	40.8	C	43.3	C	45.8

S3	サイズ (mm)	S4	サイズ (mm)	S5	サイズ (mm)
A	10.4	A	11.0	A	12.0
B	7.5	B	8.0	B	8.4
C	41.4	C	44.0	C	46.5

SS3	サイズ (mm)	SS4	サイズ (mm)	SS5	サイズ (mm)
A	9.6	A	10.2	A	11.0
B	7.5	B	8.0	B	8.4
C	39.6	C	42.2	C	44.6

【 下顎 】

L3	サイズ (mm)	L4	サイズ (mm)	L5	サイズ (mm)
A	8.7	A	9.2	A	9.6
B	4.7	B	5.0	B	5.3
C	32.4	C	34.2	C	36.2

LT3	サイズ (mm)	LT4	サイズ (mm)	LT5	サイズ (mm)
A	9.1	A	9.7	A	10.3
B	4.7	B	5.1	B	5.3
C	31.8	C	33.8	C	35.4

【1セット】16プレート

【上顎】 **A2** 16プレート/箱

形態	商品コード	
T3	上顎	64892
T4	上顎	64915
T5	上顎	64939

A3 16プレート/箱

形態	商品コード	
T3	上顎	65295
T4	上顎	65318
T5	上顎	65332

A3.5 16プレート/箱

形態	商品コード	
T3	上顎	65691
T4	上顎	65714
T5	上顎	65738

A2 16プレート/箱

形態	商品コード	
Ō3	上顎	64816
Ō4	上顎	64830
Ō5	上顎	64854

A3 16プレート/箱

形態	商品コード	
Ō3	上顎	65219
Ō4	上顎	65233
Ō5	上顎	65257

A3.5 16プレート/箱

形態	商品コード	
Ō3	上顎	65615
Ō4	上顎	65639
Ō5	上顎	65653

A2 16プレート/箱

形態	商品コード	
C3	上顎	65059
C4	上顎	65073
C5	上顎	65097

A3 16プレート/箱

形態	商品コード	
C3	上顎	65455
C4	上顎	65479
C5	上顎	65493

A3.5 16プレート/箱

形態	商品コード	
C3	上顎	65851
C4	上顎	65875
C5	上顎	65899

A2 16プレート/箱

形態	商品コード	
S3	上顎	64977
S4	上顎	64991
S5	上顎	65011

A3 16プレート/箱

形態	商品コード	
S3	上顎	65370
S4	上顎	65394
S5	上顎	65417

A3.5 16プレート/箱

形態	商品コード	
S3	上顎	65776
S4	上顎	65790
S5	上顎	65813

A2 16プレート/箱

形態	商品コード	
SS3	上顎	65134
SS4	上顎	65158
SS5	上顎	65172

A3 16プレート/箱

形態	商品コード	
SS3	上顎	65530
SS4	上顎	65554
SS5	上顎	65578

A3.5 16プレート/箱

形態	商品コード	
SS3	上顎	65936
SS4	上顎	65950
SS5	上顎	65974

【下顎】 **A2** 16プレート/箱

形態	商品コード	
L3	下顎	10255
L4	下顎	10279
L5	下顎	10293

A3 16プレート/箱

形態	商品コード	
L3	下顎	10576
L4	下顎	10590
L5	下顎	10613

A3.5 16プレート/箱

形態	商品コード	
L3	下顎	10897
L4	下顎	10910
L5	下顎	10934

A2 16プレート/箱

形態	商品コード	
LT3	下顎	12495
LT4	下顎	12518
LT5	下顎	12532

A3 16プレート/箱

形態	商品コード	
LT3	下顎	12570
LT4	下顎	12594
LT5	下顎	12617

A3.5 16プレート/箱

形態	商品コード	
LT3	下顎	12655
LT4	下顎	12679
LT5	下顎	12693



Order No	P-1
発注単位	1本

埋没時の人工歯の移動を防ぐ専用ジェル

各種硬質レジン歯及びレジン歯に悪影響を与えません。

【 上顎 】

A2		商品コード			
形態		T3	T4	T5	
T	右	3	60986	61228	61464
		2	60979	61211	61457
		1	60962	61204	61440
	左	3	61013	61259	61495
		2	61006	61242	61488
		1	60993	61235	61471

A3		商品コード			
形態		T3	T4	T5	
T	右	3	61044	61280	61525
		2	61037	61273	61518
		1	61020	61266	61501
	左	3	61075	61310	61556
		2	61068	61303	61549
		1	61051	61297	61532

A3.5		商品コード			
形態		T3	T4	T5	
T	右	3	61105	61341	61587
		2	61099	61334	61570
		1	61082	61327	61563
	左	3	61136	61372	61617
		2	61129	61365	61600
		1	61112	61358	61594

A2		商品コード			
形態		Ö3	Ö4	Ö5	
Ö	右	3	60023	60269	60504
		2	60016	60252	60498
		1	60009	60245	60481
	左	3	60054	60290	60535
		2	60047	60283	60528
		1	60030	60276	60511

A3		商品コード			
形態		Ö3	Ö4	Ö5	
Ö	右	3	60085	60320	60566
		2	60078	60313	60559
		1	60061	60306	60542
	左	3	60115	60351	60597
		2	60108	60344	60580
		1	60092	60337	60573

A3.5		商品コード			
形態		Ö3	Ö4	Ö5	
Ö	右	3	60146	60382	60627
		2	60139	60375	60610
		1	60122	60368	60603
	左	3	60177	60412	60658
		2	60160	60405	60641
		1	60153	60399	60634

A2		商品コード			
形態		C3	C4	C5	
C	右	3	62904	63147	63383
		2	62898	63130	63376
		1	62881	63123	63369
	左	3	62935	63178	63413
		2	62928	63161	63406
		1	62911	63154	63390

A3		商品コード			
形態		C3	C4	C5	
C	右	3	62966	63208	63444
		2	62959	63192	63437
		1	62942	63185	63420
	左	3	62997	63239	63475
		2	62980	63222	63468
		1	62973	63215	63451

A3.5		商品コード			
形態		C3	C4	C5	
C	右	3	63024	63260	63505
		2	63017	63253	63499
		1	63000	63246	63482
	左	3	63055	63291	63536
		2	63048	63284	63529
		1	63031	63277	63512

A2		商品コード			
形態		S3	S4	S5	
S	右	3	61945	62188	62423
		2	61938	62171	62416
		1	61921	62164	62409
	左	3	61976	62218	62454
		2	61969	62201	62447
		1	61952	62195	62430

A3		商品コード			
形態		S3	S4	S5	
S	右	3	62003	62249	62485
		2	61990	62232	62478
		1	61983	62225	62461
	左	3	62034	62270	62515
		2	62027	62263	62508
		1	62010	62256	62492

A3.5		商品コード			
形態		S3	S4	S5	
S	右	3	62065	62300	62546
		2	62058	62294	62539
		1	62041	62287	62522
	左	3	62096	62331	62577
		2	62089	62324	62560
		1	62072	62317	62553

A2		商品コード			
形態		SS3	SS4	SS5	
SS	右	3	63864	64106	64342
		2	63857	64090	64335
		1	63840	64083	64328
	左	3	63895	64137	64373
		2	63888	64120	64366
		1	63871	64113	64359

A3		商品コード			
形態		SS3	SS4	SS5	
SS	右	3	63925	64168	64403
		2	63918	64151	64397
		1	63901	64144	64380
	左	3	63956	64199	64434
		2	63949	64182	64427
		1	63932	64175	64410

A3.5		商品コード			
形態		SS3	SS4	SS5	
SS	右	3	63987	64229	64465
		2	63970	64212	64458
		1	63963	64205	64441
	左	3	64014	64250	64496
		2	64007	64243	64489
		1	63994	64236	64472

【 下顎 】

A2		商品コード			
形態		L3	L4	L5	
L	右	3	66421	66667	66902
		2	66414	66650	66896
		1	66407	66643	66889
	左	3	66452	66698	66933
		2	66445	66681	66926
		1	66438	66674	66919

A3		商品コード			
形態		L3	L4	L5	
L	右	3	66483	66728	66964
		2	66476	66711	66957
		1	66469	66704	66940
	左	3	66513	66759	66995
		2	66506	66742	66988
		1	66490	66735	66971

A3.5		商品コード			
形態		L3	L4	L5	
L	右	3	66544	66780	67022
		2	66537	66773	67015
		1	66520	66766	67008
	左	3	66575	66810	67053
		2	66568	66803	67046
		1	66551	66797	67039

A2		商品コード			
形態		LT3	LT4	LT5	
LT	右	3	11542	11788	12020
		2	11535	11771	12013
		1	11528	11764	12006
	左	3	11573	11818	12051
		2	11566	11801	12044
		1	11559	11795	12037

A3		商品コード			
形態		LT3	LT4	LT5	
LT	右	3	11603	11849	12082
		2	11597	11832	12075
		1	11580	11825	12068
	左	3	11634	11870	12112
		2	11627	11863	12105
		1	11610	11856	12099

A3.5		商品コード			
形態		LT3	LT4	LT5	
LT	右	3	11665	11900	12143
		2	11658	11894	12136
		1	11641	11887	12129
	左	3	11696	11931	12174
		2	11689	11924	12167
		1	11672	11917	12150

ブライト白歯 (硬質レジン歯 ポステリオ)

中国製


保険適用

認証番号 229AFBZ100001000

SAMPLE



形態 M28・M30・M32
シェード A2・A3・A3.5



M28	サイズ(mm)
D	29.1
E	31.6
F	9.5
G	9.7



M30	サイズ(mm)
D	30.9
E	33.6
F	10.1
G	10.4



M32	サイズ(mm)
D	32.6
E	35.5
F	10.8
G	11.0

【1セット】12プレート

A2 12プレート/箱

形態	商品コード	
M28	上顎	16011
	下顎	18411
M30	上顎	16097
	下顎	18497
M32	上顎	16172
	下顎	18572

A3 12プレート/箱

形態	商品コード	
M28	上顎	16035
	下顎	18435
M30	上顎	16110
	下顎	18510
M32	上顎	16196
	下顎	18596

A3.5 12プレート/箱

形態	商品コード	
M28	上顎	16059
	下顎	18459
M30	上顎	16134
	下顎	18534
M32	上顎	16219
	下顎	18619



Order No	P-1
発注単位	1本

埋没時の人工歯の移動を防ぐ専用ジェル

各種硬質レジン歯及びレジン歯に悪影響を与えません。

A2		商品コード				A2		商品コード			
形態		M28	M30	M32	形態		M28	M30	M32		
上顎	右	7	14116	14192	14277	下顎	右	7	16516	16592	16677
		6	14109	14185	14260			6	16509	16585	16660
		5	14093	14178	14253			5	16493	16578	16653
		4	14086	14161	14246			4	16486	16561	16646
	左	7	14154	14239	14314		左	7	16554	16639	16714
		6	14147	14222	14307			6	16547	16622	16707
		5	14130	14215	14291			5	16530	16615	16691
		4	14123	14208	14284			4	16523	16608	16684

A3		商品コード				A3		商品コード			
形態		M28	M30	M32	形態		M28	M30	M32		
上顎	右	7	14598	14673	14758	下顎	右	7	16998	17070	17155
		6	14581	14666	14741			6	16981	17063	17148
		5	14574	14659	14734			5	16974	17056	17131
		4	14567	14642	14727			4	16967	17049	17124
	左	7	14635	14710	14796		左	7	17032	17117	17193
		6	14628	14703	14789			6	17025	17100	17186
		5	14611	14697	14772			5	17018	17094	17179
		4	14604	14680	14765			4	17001	17087	17162

A3.5		商品コード				A3.5		商品コード			
形態		M28	M30	M32	形態		M28	M30	M32		
上顎	右	7	15076	15151	15236	下顎	右	7	17476	17551	17636
		6	15069	15144	15229			6	17469	17544	17629
		5	15052	15137	15212			5	17452	17537	17612
		4	15045	15120	15205			4	17445	17520	17605
	左	7	15113	15199	15274		左	7	17513	17599	17674
		6	15106	15182	15267			6	17506	17582	17667
		5	15090	15175	15250			5	17490	17575	17650
		4	15083	15168	15243			4	17483	17568	17643

金属

アブレシブカッティングディスク・ホイール



SAMPLE

金属

ジルコニア

セラミック



マンドリル

SAMPLE



カッティングディスク

刃径φ38×0.7mm

カッティングホイール

刃径φ38×1.7mm

カッティングディスク

刃径φ22×0.2mm

マンドリル

φ5×45mm

Order No	カッティングディスク φ38×0.7mm
発注単位	100枚/箱

Order No	カッティングディスク φ38×1.7mm
発注単位	45枚/箱

Order No	カッティングディスク φ22×0.2mm
発注単位	100枚/箱

Order No	マンドリル
発注単位	20本

用途:スプールカット 用途:スプールカット後の削合

用途:スプールカット

技工士

技工士

技工士

技工士

製造販売届出番号:28B2X10028000028

製造販売届出番号:28B2X10028000099

金属



ジルコニア

セラミック

石膏

レジン

ダイヤモンドディスク(両面コーティングタイプ)



ダイヤモンドディスク

刃径φ22×0.2mm

ダイヤモンドディスク

刃径φ22×0.2mm

ダイヤディスク45

刃径φ45×0.25mm

ダイヤディスク30

刃径φ30×0.25mm

Order No	604220
発注単位	5枚

Order No	608220
発注単位	5枚

Order No	ダイヤディスク45
発注単位	1枚

Order No	ダイヤディスク30
発注単位	5枚

技工士

技工士

技工士

技工士

製造販売届出番号:28B2X10028000027

金属

ジルコニア

セラミック

オールダイヤモンドディスク



610220

刃径φ22×0.2mm

Order No	610220
発注単位	5枚

用途:金属・セラミックのカット

技工士

製造販売届出番号:28B2X10028000027

金属

セラミック

オールダイヤモンドポイント



500250

軸径2.3×刃長14.6×刃径4.0mm

Order No	500250
発注単位	1本

用途:金属・セラミックの荒研磨

技工士

500550

軸径2.3×刃長14.6×刃径5.0mm

Order No	500550
発注単位	1本

技工士

製造販売届出番号:28B2X10028000027

金属

石膏

ダイヤモンドポイント



408033・No.77

軸径2.3×刃長11.0×刃径φ2.4mm

Order No 408033

発注単位 20本/ケース

技工士



408034・No.78

軸径2.3×刃長14.0×刃径φ3.3mm

Order No 408034

発注単位 20本/ケース

技工士



405060・No.123

軸径2.3×刃長13.0×刃径φ5.0mm

Order No 405060

発注単位 10本/ケース

技工士



412080・No.36

軸径2.3×刃長2.0×刃径φ8.0mm

Order No 412080

発注単位 10本/ケース

技工士

用途:金属の荒研磨



418040・No.102

軸径2.3×刃長11.5×刃径φ4.0mm

Order No 418040

発注単位 20本/ケース

技工士



420032・No.111

軸径2.3×刃長7.0×刃径φ3.2mm

Order No 420032

発注単位 20本/ケース

技工士



416050・No.131

軸径2.3×刃長1.5×刃径φ5.0mm

Order No 416050

発注単位 20本/ケース

技工士



411040・No.26

軸径2.3×刃長1.5×刃径φ5.0mm

Order No 411040

発注単位 20本/ケース

技工士

用途:金属の荒研磨

製造販売届出番号:28B2X10028000027

ピンクポイント



P-09

軸径2.3×刃長18.0×刃径φ8.0mm

Order No PP-07

発注単位 100本/ケース

技工士

SAMPLE



P-01

軸径2.3×刃長18.0×刃径φ6.0mm

Order No PP-01


発注単位 100本/ケース

技工士

































































































用途:クラスプの研磨機前の中研磨 コバルトに最適

製造販売届出番号:28B2X10028000028

FGダイヤモンドバー(FG) コアース~スタンダード~ファイン~エクストラファイン



3本入り/パック 発注単位:1パック

 ISO 173/014 TF-11	 ISO 173/016 TF-12	 ISO 173/018 TF-13	 ISO 172/023 TF-14	 ISO 171/014 TF-20	 ISO 171/016 TF-21	 ISO 170/021 TF-22	 ISO 170/018 TF-23	 ISO 170/016 TF-31	 ISO 169/011 TF-41	 ISO 170/012 TF-42	 ISO 170/014 TF-43
TF Series											
 ISO 199/016 TR-11	 ISO 199/016 TR-12	 ISO 198/018 TR-13	 ISO 198/022 TR-14	 ISO 200/022 TR-15	 ISO 200/024 TR-19	 ISO 197/014 TR-20	 ISO 197/016 TR-21	 ISO 197/018 TR-24	 ISO 199/016 TR-25	 ISO 199/018 TR-26	 ISO 160/016 TC-11
TR Series											
 ISO 180/014 TC-21	 ISO 180/012 TC-26	 ISO 299/012 FO-11	 ISO 298/014 FO-21	 ISO 298/016 FO-22	 ISO 257/028 FO-25	 ISO 257/032 FO-27	 ISO 257/018 FO-32	 ISO 111/012 SF-11	 ISO 111/014 SF-12	 ISO 111/018 SF-13	 ISO 110/014 SF-21
FO Series						SF Series					
 ISO 109/013 SF-31	 ISO 109/010 SF-41	 ISO 288/012 SO-20	 ISO 289/014 SO-21	 ISO 141/012 SR-11	 ISO 141/014 SR-12	 ISO 141/018 SR-13	 ISO 553/019 RS-11	 ISO 545/018 RS-21	 ISO 544/018 RS-31	 ISO 039/032 EX-11	 ISO 039/035 EX-12
SO Series			SR Series			RS Series			EX Series		
 ISO 237/018 EX-20	 ISO 237/021 EX-21	 ISO 220/017 EX-24	 ISO 220/032 EX-26	 ISO 234/014 EX-31	 ISO 237/014 EX-41	 ISO 001/018 BR-31	 ISO 001/016 BR-40	 ISO 001/014 BR-41	 ISO 001/010 BR-45	 ISO 001/012 BR-46	 ISO 001/008 BR-49
BR Series											
 ISO 002/018 BC-31	 ISO 002/014 BC-42	 ISO 002/012 BC-43	 ISO 019/010 DI-41	 ISO 019/014 DI-42	 ISO 010/012 SI-46	 ISO 010/014 SI-47	 ISO 010/018 SI-48	 ISO 068/041 WR-13	 ISO 171/014 TF-S20	 ISO 171/018 TF-S21	 ISO 170/021 TF-S22
BC Series			DI Series		SI Series			WR Series	S Series		
 ISO 170/018 TF-S23	 ISO 170/016 TF-S31	 ISO 169/011 TF-S41	 ISO 198/018 TR-S13	 ISO 197/016 TR-S21	 ISO 160/014 TC-S21	 ISO 298/014 FO-S21	 ISO 288/012 SO-S20	 ISO 001/010 BR-S45	 ISO 001/012 BR-S46	 ISO 002/014 BC-S42	 ISO 002/012 BC-S43
 ISO 019/010 DI-S41	 ISO 010/012 SI-S46	 ISO 010/016 SI-S48	 ISO 198/016 TF-SS31	 ISO 197/016 TR-SS21	 ISO 019/010 DI-SS41	 ISO 173/018 TF-13C	 ISO 198/018 TR-13C	 ISO 197/018 TR-62C	 ISO 160/016 TC-11C	 ISO 257/018 FO-32C	 ISO 190/018 FO-54C
SS Series			C Series								

F Series																											
F Series						EF Series																					
CR Series																											
CD Series																											
							<table border="0"> <tr> <td>Max. Allowable r.p.m</td> <td>450,000r.p.m</td> <td>300,000r.p.m</td> <td>160,000r.p.m</td> </tr> <tr> <td>Color coding</td> <td>Coarse(C)/125-150μ</td> <td>Standard/106-125μ</td> <td>Extra Fine(EF)/20-30μ</td> </tr> <tr> <td>ISO No.</td> <td colspan="2"></td> <td>Fine(F)/53-63μ</td> </tr> <tr> <td>Order No.</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>					Max. Allowable r.p.m	450,000r.p.m	300,000r.p.m	160,000r.p.m	Color coding	Coarse(C)/125-150μ	Standard/106-125μ	Extra Fine(EF)/20-30μ	ISO No.			Fine(F)/53-63μ	Order No.			
Max. Allowable r.p.m	450,000r.p.m	300,000r.p.m	160,000r.p.m																								
Color coding	Coarse(C)/125-150μ	Standard/106-125μ	Extra Fine(EF)/20-30μ																								
ISO No.			Fine(F)/53-63μ																								
Order No.																											
How to see this chart																											

用途:支台歯形成、ジルコニア、セラミック研磨等

歯科医師

技工士

製造販売届出番号:28B2X10028000027

コレットスリーブ



コレットスリーブ

Order No	コレットスリーブ
発注単位	1本

用途:HP使用時のFGバー用チャック

技工士

金属

ゴムポイント

SAMPLE



RF2064

軸径2.3×刃長16.0×刃径φ5mm

Order No	RF2064
発注単位	12本

SK2133

軸径2.3×刃長16×刃径φ6mm

Order No	SK2133
発注単位	12本

用途:金属の中研磨

歯科医師

技工士


歯科医師

技工士

金属

ゴム研削材

SAMPLE



RF009 1

φ22×t3.3mm

Order No	RF009 1
発注単位	100個

RF012 1

φ22×t3.3mm

Order No	RF012 1
発注単位	100個

用途:金属の中研磨

歯科医師

技工士

歯科医師

技工士

製造販売届出番号:28B2X10028000031

ジルコニア

セラミック

ダイヤモンドストーン

ジルコニア

インレー

クラウン

セラミックダイヤモンドグラインダー



CD212 3

軸径2.3×刃長11×刃径φ4.2mm

Order No	CD212 3
発注単位	1本

CD202 3

軸径2.3×刃長12×刃径φ5mm

Order No	CD202 3
発注単位	1本

CD201 3

軸径2.3×刃長7×刃径φ3mm

Order No	CD201 3
発注単位	1本

CD009 3

軸径2.3×刃長4.5×刃径φ22mm

Order No	CD009 3
発注単位	1本

用途:ジルコニア・セラミックの荒研磨

用途:ジルコニア・インレー・クラウンの中研磨

歯科医師

技工士

歯科医師

技工士

歯科医師

技工士

歯科医師

技工士

製造販売届出番号:28B2X10028000027

ジルコニア

セラミック

ダイヤモンドポリッシャー



RD222 3

軸径2.3×刃長3×刃径φ18mm

Order No	RD222 3
発注単位	1本

RD216 3

軸径2.3×刃長12×刃径φ4mm

Order No	RD216 3
発注単位	1本

RD202 3

軸径2.3×刃長12×刃径φ5.2mm

Order No	RD202 3
発注単位	1本

用途:ジルコニア・セラミックの中研磨

歯科医師

技工士

歯科医師

技工士

歯科医師

技工士

製造販売届出番号:28B2X10028000027

レジン 金属 レジン

カーバイトバー SAMPLE



CD212 4

CD214 4

LO4 DM

LO6 DSC

軸径2.3×刃長10.5×刃径φ4.0mm

軸径2.3×刃長7.0×刃径φ3.0mm

軸径2.3×刃長14.0×刃径φ5.5mm

軸径2.3×刃長14.8×刃径φ4mm

Order No CD212 4

Order No CD214 4

Order No LO4 DM

Order No LO6 DSC

発注単位 1本

発注単位 1本

発注単位 1本

発注単位 1本

用途:ジルコニア・セラミックの荒研磨(硬質タイプ)

用途:レジンのバリ取り~荒研磨

歯科医師 技工士

歯科医師 技工士

歯科医師 技工士



歯科医師 技工士

製造販売届出番号:28B2X10028000027

製造販売届出番号:28B2X10028000030

レジン

ジルコニアカッター



只今、取扱いを休止しております。

Z7-6300305

Z2-6400502

Z1-6400501

軸径2.3×刃長13.4×刃径φ3.9mm

軸径2.3×刃長14.5×刃径φ5.8mm

軸径2.3×刃長14.5×刃径φ5.8mm

Order No Z7-63003050

Order No Z2-6400502

Order No Z1-6400501

発注単位 1本

発注単位 1本

発注単位 1本

用途:レジンの荒研磨

歯科医師 技工士

歯科医師 技工士

歯科医師 技工士

製造販売届出番号:28B2X10028000111

金属

レジン

ビックポイント

SAMPLE



荒

細かい

SK2021

SK2022

SK2023

軸径2.3×刃長24×刃径φ10mm

軸径2.3×刃長24×刃径φ10mm

軸径2.3×刃長24×刃径φ10mm

Order No SK2021

Order No SK2022

Order No SK2023

発注単位 12本

発注単位 12本

発注単位 12本

用途:レジンの中仕上げ研磨

歯科医師 技工士

歯科医師 技工士

歯科医師 技工士

製造販売届出番号:28B2X10028000031

SAMPLE

レーズ用ブラシ



J01

1列 φ51mm

Order No	J01
発注単位	20個



J02

2列 φ58mm

Order No	J02
発注単位	10個



J03

3列 φ70mm

Order No	J03
発注単位	10個

用途:各種仕上

技工士

技工士

技工士

製造販売届出番号:28B2X10028000024

金属

ジルコニア

セラミック

レジン

※ルージュと共に

SAMPLE

ブリストルブラシ

SAMPLE

布バフ



MSHS916G

(小)

Order No	MSHS916G
発注単位	12本



MSHS68G

(大)

Order No	MSHS68G
発注単位	12本



MSHM68G6

(星形)

Order No	MSHM68G6
発注単位	12本



100mm × 7.5mm Cotton bu

100mm × 7.5mm

Order No	CLOTH BUFFS 4X30
発注単位	2個

用途:各種仕上

歯科医師

技工士

歯科医師

技工士

歯科医師

技工士

技工士

製造販売届出番号:28B2X10028000024

製造販売届出番号:28B2X10028000032

金属

ジルコニア

セラミック

レジン

※ルージュと共に

SAMPLE



MSH78YL

コットンバフ(黄)

軸径2.3×φ22mm

Order No	MSH78YL
発注単位	12本



MSH78WL

コットンバフ(白)

軸径2.3×φ22mm

Order No	MSH78WL
発注単位	12本



コントラ用バフ

Order No	コントラ用バフ
発注単位	100本



ルージュ

※(g)販売

例)約φ45×100mm(300g)

Order No	ルージュ
発注単位	1個

用途:各種仕上

歯科医師

技工士

歯科医師

技工士

歯科医師

技工士

製造販売届出番号:28B2X10028000032

製造販売届出番号:28B2X10028000032

プレレーションバーセット









FG 0908D




特長 バーの面は荒いですが
仕上げ同等の仕上がりとなります。

Order No	FG 0908D
発注単位	8本組/1Set

製造販売届出番号:28B2X10028000027









工作部寸法 (mm)	 1.6x6	 1.3x5	 2x5	 1.9x5	 2x5	 2.5x4	 1.9x5	 2.3x7
粒度	中粗	中粗	中粗	細	中粗	中粗	細	細
梱包 (本)	5	5	5	5	5	5	5	5
型番	TR-20	SF-D31	TF-D15	TF-D15F	TR-D10	TR-09	TR-17F	TR-D36F
ISO:806/658...	314 197 524 016	314 110 524 013	314 170 524 020	314 170 514 019	314 196 524 020	314 196 524 025	314 196 514 019	314 198 514 023

FG 0807D



Order No	FG 0807D
発注単位	8本組/1Set

製造販売届出番号:28B2X10028000027

工作部寸法 (mm)	 ø1.1	 1.7x6	 2.2x6	 1.1x1.6	 1.5x8	 1.1x8	 2.3x7	 10x1.8
粒度	中粗	中粗	中粗	中粗	中粗	中粗	細	細
梱包 (本)	5	5	5	5	5	5	5	5
型番	BR-12	EX-56	EX-57	EX58	TR-32	SO-20	TR-D36F	SH-3414
ISO:806/658...	314 001 524 011	314 552 524 017	314 552 524 022	314 500 524 011	314 198 524 015	314 289 524 011	314 198 514 023	204 304 514 100

金属・ジルコニア・セラミック研磨セット



HP 1310D

弾性セラミック研磨セット

荒～中研磨



Order No	HP 1310D
発注単位	10本組/1Set

製造販売届出番号:28B2X10028000027

工作部寸法 (mm) 粒度 梱包 (本)	 2.3x14 1	 6x16 細 1	 15x2.5 細 1	 15x2 細 1	 6x16 細 1
型番	TH 2133	RD 2133A	RD 2373A	RD 2423A	RD 2134A
ISO:806/658...	104 201 190 023	104 243 514 060	104 041 514 150	104 304 514 150	104 243 514 060

工作部寸法 (mm) 粒度 梱包 (本)	 15x2.5 細 1	 15x2 細 1	 6x16 超細 1	 15x2.5 超細 1	 15x2 超細 1
型番	RD 2374A	RD 2424A	RD 2137B	RD 2377B	RD 2427B
ISO:806/658...	104 041 514 150	104 304 514 150	104 243 494 060	104 041 494 150	104 304 494 150

電気エンジン&ハンドピース

Multi 600 (Knee Control or Desktop)



モーターハンドピースの主仕様
無負荷時回転数:1000~50,000rpm
最大出力トルク:7.8 Ncm
消費電力:230W
重量:238g
外形寸法:長さ159×最大径27mm
コントロールユニットの主仕様
電源:100/110V 50~60Hz
消費電力:100VA
重量:3.1kg
外形寸法:幅122×奥行268×高さ237mm
フットペダル
重量:384g
外形寸法:幅110×長さ172×最大高さ42mm

製造販売届出番号:28B2X10028000025


ECO 450



モーターハンドピースの主仕様
無負荷時回転数:0~45,000rpm
最大出力トルク:3Ncm
重量:200g
外形寸法:長さ149×最大径26mm
コントロールユニットの主仕様
電源:100/110V 50~60Hz
消費電力:100W
重量:1.6kg
外形寸法:幅141×奥行185×高さ97mm
フットペダル
重量:384g
外形寸法:幅110×長さ172×最大高さ42mm

製造販売届出番号:28B2X10028000022

アルジネイトミキサー



GX300 アルジネイトミキサー

定格電圧:AC100/110V 50/60Hz
吸引力:0.08~0.09MPa
外形寸法:21×25×30cm
重量:20kg
付属品:ミキシングボウル・スパチュラ

製造販売届出番号:28B2X10028000056

センタートリマー



センタートリマー

本体上部の角度が任意に調節可能です。LEDライト2個付き

本体後方部より集塵機などに接続可能です。底部分のゴムマットでしっかり固定されます。ドリル部分は刃物タイプです。

付属品 専用レンチ 模型ストッパー

定格電圧:AC100/110V 50/60Hz

消費電力:130W

回転数:5200rpm

外形寸法:23×23×24cm

重量:5.3kg

製造販売届出番号:28B2X10028000037

ピンデックス



ピンデックス

平衡性に優れた正確な作業が出来るダウエルピン穴穿孔機です。明確に穿孔位置がレーザー光で確認できます。

定格電圧:AC100/110V 50/60Hz

消費電力:160W

回転数:15000rpm

外形寸法:16×16×33cm

重量:5kg

付属品 専用レンチ・ドリル2種類(各一本)

直径 先端 1.95mm、1.85mm

最太部(両種共)3mm

製造販売届出番号:28B2X10028000040

集塵機



コンパクト集塵機

定格電圧:AC100/110V 50/60Hz

消費電力:370W

最大気圧:17kPa

最大騒音:60dB

外形寸法:35×20×35cm

重量:14kg

付属品 ホース(1.5m)

電源ボックス(コントローラー付き)

集塵袋(消耗品)

製造販売届出番号:28B2X10028000020

ワックスポット・ノーフレーム



ワックスポット3槽式

定格電圧:AC100/110V 50/60Hz

消費電力:20W

温度制御範囲:50~200℃

重量:600g

製造販売届出番号:28B2X10028000036



ノーフレーム

電子センサーで反応し、
インスツルメントを素早く加熱してくれます。

定格電圧:AC100/110V 50/60Hz

消費電力:130W

重量:480g

外形寸法:91×209×89cm

製造販売届出番号:28B2X10028000036



スーパーチゼル

エアの力で早く、確実・スムーズな掘り出しを可能にしています。

本体重量310gで、取扱いが簡便です。

コンプレッサ圧が 0.4MPa 程度でも効果を発揮し、
0.7MPa では広い範囲で破碎圧をコントロールできます。

外形寸法:L153×φ22 mm

*非医療機器になります。

半調節性咬合器





PPDS咬合器(スイベル構造)

付属品:プラスチック製咬合平面板
マウンティングプレート
ガラス製咬合平面板
付着用咬合平面板

寸法 高さ 167mm±0.5mm
幅 130mm±0.5mm
顎間距離 115mm±0.5mm
顎頭間距離 110mm±0.02mm

製造販売届出番号:28B2X10028000119

加圧機能付複模型製作フラスコ



アークエキスパンションコントロールユニット 特許第5863678号

従来の作業工程はそのままに
適合の良いワンランク上の金属床を

講習会受講者の方のみへの販売とさせていただきます。
詳細はお問い合わせください。

■構成

■構成				※オプション
名称	加圧ユニット	フラスコ	水平水準器付ユニット	二次埋没用フラスコ
品番	ARC-1-001	ARC-1-002	ARC-1-003	ARC-1-004
外形寸法	W166XD132XH150	W124XD102XH42	W166XD132XH150	W166XD132XH150
重量	約 4,780g	約 170g	約 830g	約 652g
届出番号	28B3X10004000042			

歯科技工用成型器



マルチインジェクションシステムⅢ plus

義歯床用材料のパフォーマンスを更に引き出すMIS-Ⅲ

安定した溶解と高精度な射出成型が簡単操作で行え
誰でも精密義歯を製作することができます

・加熱重合レジン
・熱可塑性樹脂

両方に対応
切替機能付き

セット内容: 本体・溶解炉・フラスコ3個・ルツボ3個その他一式
本体寸法 幅260mm×奥行238mm×高さ610mm

製造販売届出番号:28B2X10028000120

各種消耗品取扱いございます。(アルミケース等)

DCL トリプルバレル研磨器


トリプルバレル Neo

医療機器製造販売届出番号 28B2X10028000127



- * バレルの回転に従来の正転モードに加えて、3通りの反転モードを追加。
- * バレルの回転速度は4段階切替。金属研磨用途とレジン研磨用途で速度切替がワンタッチで可能です。
- * 専用の研磨アタッチメントを装着してクラウンの研磨にも対応。
- * 研磨器駆動部を高剛性化して、機器の長寿命化を図っています。

(予定)



セット内容

・本体	x 1	・ガイド針	x 1	・クルミ粉 (1.5kg/袋)	x 1
・専用研磨ポット	x 3	・金属研磨用メディア (3kg/袋)	x 1	・湿式用コンパウンド (2L)	x 1
・研磨ポット固定用治具	x 1	・レジン研磨用メディア (2.5kg/袋)	x 1	・乾式用状コンパウンド (100g/ケース)	x 1
・清掃用ボウル	x 1	・中研磨用メディア (1.5kg/袋)	x 1		

《本体仕様》

寸法 幅 475 mm x 奥行 440 mm x 高さ 340 mm 重量 35 kg
使用電源 単相100V 220W

製品の仕様及び外観は、予告なく変更になる場合があります。

製造販売業者

有限会社ディーシーエルタニモト

〒671-2533 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢1283

TEL : 0790-63-2788 FAX : 0790-67-9090

URL : dcltanimoto.com

医療機器製造販売業 28B2X10028

医療機器製造業 28BZ200035

MIS セミオートデンチャーシステム

医療機器製造販売届出番号 28B2X10028000125



* これ1台で、ワックス洗浄・分離剤塗布・レジンの重合処理まで行えます。

* ワックス軟化・洗浄、分離剤の注入・脱泡を自動実行。

* ボイラー及び水槽の温度は1℃単位で設定可能。
また、ワックス軟化処理時間や重合時間は1秒単位で設定可能です。

セット内容

・本体	x 1	・ダミーフラスコ	x 2	・保圧パッキン	x 3
・排水タンク	x 1	・レジジン治具	x 3	・ルツボ清掃治具	x 1
・フラスコ	x 6	・押し棒	x 1	・レンチ	x 1
・ルツボ	x 3	・分離剤用ポット	x 1	・プライヤ	x 1

《本体仕様》

寸法	幅 660 mm x 奥行 550 mm x 高さ 1470 mm	重量	120 kg
使用電源	単相200V 30A		
使用空気圧	0.8MPa		

製品の仕様及び外観は、予告なく変更になる場合があります。

製造販売業者

有限会社ディーシーエルタニモト

〒671-2533 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢1283

TEL : 0790-63-2788 FAX : 0790-67-9090

URL : dcltanimoto.com

医療機器製造販売業 28B2X10028

医療機器製造業 28BZ200035

パワフル自動サンドブラスター

医療機器製造販売届出番号 28B2X10028000128



* フットスイッチを使った通常のブラスト作業（手動作業）に加え、槽内に備えた回転カゴに金属技工物を入れてタイマーセットするだけで所定時間のブラスト作業（自動作業）を行うことが可能になっています。

* タイマーは分秒単位で、約1時間40分まで設定可能。

* 使用するエア圧は、**0.7 MPa ~ 1.0 MPa** でブラスト効果を発揮します。

セット内容

・本体 x 1 ・専用研磨砂（3Kg） x 1 ・電源ケーブル x 1 φ8 エアホース（3m） x 1

《本体仕様》

寸法 幅 320 mm x 奥行 530 mm x 高さ 600 mm 重量 30 kg

使用電源 単相100V 50W

製品の仕様及び外観は、予告なく変更になる場合があります。

製造販売業者

有限会社ディーシーエルタニモト

〒671-2533 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢1283

TEL : 0790-63-2788 FAX : 0790-67-9090

URL : dcltanimoto.com

医療機器製造販売業 28B2X10028

医療機器製造業 28BZ200035



※二重に商品をお届けしてしまわないよう、おなじFAXを二回送信される場合は送信面に目立つように再送とお書き添えください。また複数枚送信の際は1/2、2/2等お書き添え頂けると幸いです。

配達時間帯指定(無料)できます。ご利用ください。

ご送信前に、ご登録のお電話番号、お名前、数量等をもう一度お確かめください。

FAX:0790-67-9090

ご不明の場合はお電話ください。

TEL:0790-63-2788

FAX注文書ご記入方法



F A X 注 文 書

FAX:0790-67-9090

ご注文日 2020年 2月 吉日

【ご請求先】
(フリガナ) 有限会社 D.C.Lタニモト
お名前 : 有限会社 D.C.Lタニモト

【お届け先】 (ご請求先と異なる場合のみご記入ください)
(フリガナ)
お名前 :

ご住所 : 〒 671-2533
兵庫県宍粟市山崎町須賀沢326-1

ご住所 : 〒

TEL: 0790-63-2788 FAX: 0790-67-9090

TEL: FAX:

★ オーダーNo(左詰め)、数量、金額をご記入下さい。

	オーダーNo										数量	商品名	単価	金額	
1	6	4	8	9	2						1	A2T3 プレート(16プレート/箱)			
2	6	1	2	7	3						2	A3T4 バラ(25入/箱)			
3	1	6	2	1	9						2	A3.5M32上顎プレート(12プレート/箱)			
4	1	8	6	1	9						2	A3.5M32下顎プレート(12プレート/箱)			
5	1	6	5	5	4						1	A2M28 バラ(25入/箱)			
6	4	0	5	0	6	6					1	ダイヤモンドポイント No.123			
7	Z	7	-	6	3	0	0	3	0	5	0	1	ジルコニアカッター		
8	T	F	-	1	1						2	FGバー			
9															
10															

★ 1枚に記入しきれない場合、別途コピーしてご使用ください。

★ 別途送料がかかります。

【お支払い方法】 (〇印をご記入ください。)

都度ご請求 〇 締日請求お支払い

◆ 初回お取引の場合、都度ご請求として出荷させていただきます。

【発送希望日、時間指定】 お届け日や時間帯指定をご希望される場合、ご記入下さい。尚、時間帯はご希望時間帯に〇印をご記入ください。

商品お届け希望日 3月 2日 (月)

指定無し

午前中

14時~16時

16時~18時

18時~20時

19時~21時

【通信欄】

有限会社 D.C.Lタニモト
〒636-0213 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢1283
TEL:0790-63-2788/FAX:0790-67-9090



FAX注文書

FAX:0790-67-9090

【ご請求先】
(フリガナ)

お名前 :

ご住所 : 〒

ご注文日

年 月 日

【お届け先】 (ご請求先と異なる場合のみご記入ください)
(フリガナ)

お名前 :

ご住所 : 〒

TEL: FAX:

TEL: FAX:

★ オーダーNo(左詰め)、数量、金額をご記入下さい。

	オーダーNo	数量	商品名	単価	金額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

★ 1枚に記入しきれない場合、別途コピーしてご使用ください。

★ 別途送料が掛かります。

【お支払い方法】 (○印をご記入ください。)

<input type="checkbox"/>	都度ご請求	<input type="checkbox"/>	締め日請求お支払い
--------------------------	-------	--------------------------	-----------

◆ 初回お取引の場合、都度ご請求として出荷させていただきます。

【発送希望日、時間指定】 お届け日や時間帯指定をご希望される場合、ご記入下さい。尚、時間帯はご希望時間帯に○印をご記入ください。

商品お届け希望日	月 日 ()
----------	---------

<input type="checkbox"/>	指定無し
--------------------------	------

<input type="checkbox"/>	午前中
--------------------------	-----

<input type="checkbox"/>	14時~16時
--------------------------	---------

<input type="checkbox"/>	16時~18時
--------------------------	---------

<input type="checkbox"/>	18時~20時
--------------------------	---------

<input type="checkbox"/>	19時~21時
--------------------------	---------

【通信欄】

有限会社 D.C.Lタニモト

〒636-0213 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢1283

TEL:0790-63-2788/FAX:0790-67-9090

